

CUSCINO DA MASSAGGIO BODY RELAX

USO PREVISTO

L'apparecchio per massaggio è destinato esclusivamente al massaggio di parti del corpo. È adatto esclusivamente per uso privato e non per scopi commerciali. Inoltre è utilizzabile solo nell'ambiente interno. Utilizzare l'apparecchio per massaggio solo come descritto nelle istruzioni d'uso. Qualsiasi altro uso non è intenzionale e può causare danni allo strumento o lesioni. L'apparecchio per massaggio non è un giocattolo per bambini. Il produttore o il venditore non subentra responsabilmente per danni derivanti da un uso improprio o errato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Massaggio per: collo, schiena, gambe, cingolo scapolare, glutei, regione lombare
- Colore: marrone dorato
- Funzione: impastamento, massaggio, magnetoterapia / termoterapia
- Meccanismo anti surriscaldamento
- Meccanismo di sicurezza
- Materiale: pelle PU + tessuto a rete
- Dimensioni: 18 x 31 x 10 cm
- Potenza di funzionamento: 20 W

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso improprio del apparecchio per massaggio, cablaggio elettrico errato o tensione elettrica eccessiva può causare scosse elettriche.

- Collegare l'apparecchio per massaggio alla rete elettrica solo se la tensione elettrica della presa elettrica è uguale ai dati sulla targhetta del tipo di spina elettrica.

- Collegare l'apparecchio per massaggi solo a una presa elettrica facilmente accessibile in modo che in caso di guasto può essere rapidamente scollegato dalla rete.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Non utilizzare l'apparecchio per massaggio se è danneggiato o il cavo di alimentazione o presa elettrica sono danneggiati.
- Non aprire da soli il dispositivo di massaggio o la spina elettrica, ma lasciare la riparazione a esperti. Contattare il servizio clienti di Pingo Shop. In caso di riparazioni indipendenti, collegamenti impropri o usi impropri le richieste di garanzia saranno respinte.
- Utilizzare solo la spina elettrica in dotazione per il dispositivo di massaggio.
- Utilizzare la spina elettrica solo per l'apparecchio per massaggio.
- Non immergere l'apparecchio per massaggio e la spina o il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.
- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente, ma tenerla sempre per la spina.
- Non utilizzare mai il cavo di alimentazione come maniglia per trasportare il prodotto.
- Non mettere oggetti sul cavo di alimentazione.
- Tenere l'apparecchio per massaggio, la spina elettrica e il cavo elettrico lontano da fiamme libere e calde superfici.
- Instradare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparvi.
- Non piegare o posare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.
- Utilizzare l'apparecchio per massaggio solo all'interno.
- Non utilizzare l'apparecchio per massaggio in ambienti umidi o con umidità dell'aria superiore al 75%.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio per massaggio in modo tale che possa cadere nella vasca o nel lavandino. Se il dispositivo di massaggio cade nell'acqua, non utilizzarlo.
- Non toccare o raggiungere l'elettrodomestico se cade in acqua. In questo caso immediatamente scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare l'apparecchio anche in caso di guasto (ad esempio se ci sono suoni o odori insoliti).

- Non utilizzare il dispositivo di massaggio durante una tempesta. Spegnerlo e scollegarlo. Il dispositivo di massaggio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotta capacità fisica, capacità percettive o mentali o mancanza di esperienza di maneggiamento e conoscenza del apparecchio, solo sotto la supervisione di un adulto con esperienza e consapevolezza, poiché l'uso scorretto porta delle conseguenze pericolose. I bambini non devono giocare con l'apparecchio per massaggio. I bambini non devono eseguire pulizie e manutenzione dell'utente incustodita.

PRIMO UTILIZZO

Pertanto, aprire la confezione con molta attenzione.

1. Rimuovere l'apparecchio per massaggio dalla confezione.
2. Verificare che tutte le parti siano incluse nel kit
3. Controllare l'apparecchio e la spina elettrica e in caso dei danni visibili contattare il tuo rivenditore o un esperto (elettricista).

PRIMA DELL'USO

1. Rimuovere l'imballaggio e tutta la pellicola protettiva.
2. Svitare completamente il cavo di alimentazione.
3. Inserire il connettore del cavo nella spina CC della spina elettrica.
4. Inserire la spina elettrica in una presa elettrica installata correttamente.

USO

Proprio come con un massaggio manuale possiamo prenderci cura del benessere estremo anche con un apparecchio per massaggio. Il ritmo naturale del massaggio migliora la circolazione sanguigna, rilassa i muscoli tesi e rafforza il sistema nervoso e il sistema immunitario. Con esso possiamo anche eliminare il mal di testa e migliorare la qualità del sonno.

IMPOSTAZIONE FUNZIONE RISCALDAMENTO:

L'apparecchio per massaggio ha una funzione di riscaldamento. Per impostare questa funzione:

- Premere il tasto funzione on/off.

SPEGNERE L'APPARECCHIO PER MASSAGGIO:

- Premere il pulsante on / off.

PULIZIA

1. Accertarsi che l'apparecchio per massaggio sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
2. Pulire il dispositivo di massaggio con un panno asciutto.
3. Per lavare la rete, decomprimere la cerniera e rimuoverla dal apparecchio per massaggio e leggere le seguenti istruzioni di lavaggio:



GARANZIA

Il periodo di garanzia dura 2 anno e inizia il giorno della consegna della merce. Quando si richiede la garanzia è necessario presentare una fattura. Il produttore garantisce l'eliminazione gratuita dei difetti che ne derivano nei materiali o nella lavorazione. L'apparecchio può essere riparato o sostituito. In caso in cui la riparazione o la sostituzione del prodotto non è possibile, il produttore restituisce il prezzo di acquisto all'acquirente. La garanzia non copre danni causati da forza maggiore, incidenti, eventi imprevisti (come fulmini, acqua, fuoco, ecc.), uso improprio o trasporto improprio, inosservanza delle norme di sicurezza e manutenzione o a causa di un intervento non professionale nel prodotto. Le tracce dell'uso quotidiano del prodotto (graffi, abrasioni, ecc.) non sono un soggetto di garanzia.